Spécifications du produit

Produit	23880.324
Description du produit	Ethyle acétate
Grade / qualité	GPR RECTAPUR
Numéro CAS	141-78-6
Formule moléculaire	$CH_3COOC_2H_5$
Masse moléculaire	88.11

Analyses	Spécifications
Titre	≥ 99.0 %
Spectre IR	Conforme
Acidité	≤ 0.008 meq/g
Point d'ébullition	76.0 - 77.5 °C
Densité (20/4)	0.899 - 0.901
Indice de réfraction (20°C)	1.371 - 1.373
Substances colorées par H_2SO_4	≤ 60 APHA
Ethanol	≤ 0.5 %
Résidu à l'évaporation	≤ 10 ppm
Métaux lourds (en Pb)	≤ 2 ppm
Eau	≤ 0.05 %

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250 Briare; France

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.