Spécifications du produit

Produit	10047105
Description du produit	Hématoxyline en solution selon Mayer
Grade / qualité	Q path® pour la microscopie

Analyses	Spécifications
Aspect	Liquide limpide
Couleur de la solution	Violacé rouge
Densité (20/4)	1.050 - 1.070
pH (20°C)	2.2 - 2.6
Absorbance (0,1 %)	559 - 561 nm

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

VWR International - Site: Belgium, Gavere

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.