










Geprüft KL "B "

Zugfestigkeit pro Punktschweißnaht min 10kg

Ⓐ Elektropolieren nach
DIN EN ISO 15730: 2016-09

Belastung max. 15kg
(Flächenlast)

Geräte	UN UF IN IF IPP
Größen	30 Ⓑ

Zust.	Änderung:	Datum:	Name:
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	Erstausgabe	13.03.2012	spangenberg
A	beschriftung hinzu	10.11.2017	pankosz
B	datenkarte angepasst	20.11.2017	pankosz

Verwendung / usage

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Änderungen vorbehalten
It is neither allowed to copy this drawing nor to make it available to third persons without permission. Subject to change

	Datum:	Name:
Erstellt	09.11.2011	kopp
Geändert	20.11.2017	pankosz
Geprüft	20.11.2017	oster
Freigabe	-	-

memmert
GmbH+Co.KG
Postfach 1720
D-91107 Schwabach

Maßstab/ scale 1:2 | Gewicht/ weight 568.15 g | Toleranz nach/ applicable tolerance DIN 2768 mK

Werkstoff/material
1.4301 / AISI 304

Benennung/description
Gitterrost

Zeichnungsnummer/drawing number	Artikelnummer/item number	Blatt/sheet
D28884	E28884	1/1 A3
Zeichnungsversion: 25	Artikelversion: 24	
Ers. f.:	Ers. d.:	