Spécifications du produit

Produit	20858.362
Description du produit	Propanol-1
Grade / qualité	GPR RECTAPUR
Numéro CAS	71-23-8
Formule moléculaire	$H_3CCH_2CH_2OH$
Masse moléculaire	60.10

Analyses	Spécifications
Titre	≥ 99 %
Spectre IR	Conforme
Acidité	≤ 0.002 meq/g
Point d'ébullition	96.3 - 97.5 °C
Densité (20/4)	0.801 - 0.804
Substances colorées par H_2SO_4	≤ 150 APHA
Résidu à l'évaporation	≤ 100 ppm
Méthanol	≤ 0.2 %
Eau	≤ 0.2 %

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250 Briare; France

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.