Spécifications du produit

Produit	23806.328
Description du produit	Ether diéthylique
Grade / qualité	GPR RECTAPUR peroxide free
Numéro CAS	60-29-7
Formule moléculaire	$(CH_3CH_2)_2O$
Masse moléculaire	74.12

Analyses	Spécifications
Titre	≥ 99 %
Titre (Ionol/BHT)	4 - 10 ppm
Acidité ou alcalinité	≤ 0.0002 meq/g
Acétone et aldéhydes	Conforme
Résidu à l'évaporation	≤ 20 ppm
Peroxydes (en H_2O_2)	≤ 0.15 ppm
Eau	≤ 0.2 %

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Jessie Pijck, Head of Laboratory - Haasrode
VWR International bv; Geldenaaksebaan 464; BE-3001 Leuven; Belgium

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.