Spécifications du produit

Produit	20864.320_T
Description du produit	Méthanol
Grade / qualité	HiPerSolv CHROMANORM Reag. Ph. Eur. for HPLC - GRADIENT GRADE
Numéro CAS	67-56-1
Formule moléculaire	H_3COH
Masse moléculaire	32.04

Analyses	Spécifications
Titre (sur substance anhydre)	≥ 99.8 %
Solubilité dans l'eau	Conforme
Acidité	≤ 0.0003 meq/g
Alcalinité	≤ 0.0002 meq/g
Point d'ébullition	64 - 65 °C
Densité (20/20)	0.791 - 0.793
Résidu à l'évaporation	≤ 5 ppm
Eau	≤ 0.03 %
Absorbance (210 nm)	≤ 0.70
Absorbance (220 nm)	≤ 0.30
Absorbance (225 nm)	≤ 0.17
Absorbance (230 nm)	≤ 0.13
Absorbance (235 nm)	≤ 0.1
Absorbance (250 nm)	≤ 0.02
Absorbance (260 nm)	≤ 0.01
Gradient (235 nm)	≤ 5 mAU
Gradient (254 nm)	≤ 1 mAU
Transmittance (210 nm)	≥ 20 %
Transmittance (220 nm)	≥ 50 %
Transmittance (225 nm)	≥ 68 %
Transmittance (230 nm)	≥ 74 %
Transmittance (235 nm)	≥ 80 %
Transmittance (250 nm)	≥ 95 %
Transmittance (260 nm)	≥ 98 %
Transmittance (260-420 nm)	≥ 98 %
Fluorescence (en quinine) (254 nm)	≤ 1 ppb
Conforme à Ph.Eur. R 1053200	Conforme
Conforme à Ph.Eur. R1 1053201	Conforme

>>> Voir page 2 >>>

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.

VWR International LLC, Radnor Corporate Center, Building One, Suite 200, 100 Matsonford Road, Radnor, PA 19087, USA
VWR International bv, Haasrode Research Park Zone 2020, Geldenaaksebaan 464, 3001 Leuven, Belgium

Spécifications du produit

Analyses	Spécifications
Conforme à Ph.Eur. R2 1053202	Conforme
Filtré à travers 0,2 µm	Confirmé
Emballé sous azote	Confirmé

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250 Briare; France