Spécifications du produit

Produit	28776.293
Description du produit	2,2,4-Trimethylpentane
Grade / qualité	SPECTRONORM for spectroscopy
Numéro CAS	540-84-1
Formule moléculaire	$(CH_3)_2CHCH_2C(CH_3)_3$
Masse moléculaire	114.23

Information additionnelle

Analyses	Spécifications
Titre (GC)	≥ 99.8 %
Acidité	≤ 0.0002 meq/g
Alcalinité	≤ 0.0002 meq/g
Coloration	≤ 10 APHA
Résidu à l'évaporation	≤ 2 ppm
Eau	≤ 50 ppm
Absorbance (205 nm)	≤ 0.52
Absorbance (215 nm)	≤ 0.19
Absorbance (220 nm)	≤ 0.10
Absorbance (225 nm)	≤ 0.07
Absorbance (235 nm)	≤ 0.05
Absorbance (245 nm)	≤ 0.01
Absorbance (à partir de 255 nm)	≤ 0.004
Transmittance (205 nm)	≥ 30 %
Transmittance (215 nm)	≥ 65 %
Transmittance (220 nm)	≥ 80 %
Transmittance (225 nm)	≥ 85 %
Transmittance (235 nm)	≥ 90 %
Transmittance (245 nm)	≥ 98 %
Transmittance (à partir de 255 nm)	≥ 99 %
Fluorescence (en quinine) (254 nm)	≤ 1.0 ppb
Fluorescence (en quinine) (365 nm)	≤ 1.0 ppb

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.

Spécifications du produit

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

VWR International

Information additionnelle

Répond aux exigences de la "spectroscopie à usage spécifique" selon ACS et Reag. Ph.Eur.