Spécifications du produit

Produit	20071.294
Description du produit	Acétonitrile
Grade / qualité	AnalaR NORMAPUR Reag. Ph.Eur., ACS
Numéro CAS	75-05-8
Formule moléculaire	H_3CCN
Masse moléculaire	41.05

Analyses	Spécifications
Titre (sur substance anhydre)	≥ 99.5 %
Spectre IR	Conforme
Solution (100 g/l)	Conforme
Acidité	≤ 0.0002 meq/g
Alcalinité	≤ 0.0006 meq/g
Point d'ébullition	80 - 82 °C
Coloration	≤ 10 APHA
Densité (20/4)	0.781 - 0.784
Densité (20/20)	0.782 - 0.785
Indice de réfraction (20°C)	1.343 - 1.345
Résidu à l'évaporation	≤ 10 ppm
Eau	≤ 0.15 %
CN (Cyanure)	≤ 50 ppm
Cd (Cadmium)	≤ 0.02 ppm
Co (Cobalt)	≤ 0.01 ppm
Cu (Cuivre)	≤ 0.04 ppm
Fe (Fer)	≤ 0.05 ppm
Mn (Manganèse)	≤ 0.01 ppm
Ni (Nickel)	≤ 0.02 ppm
Pb (Plomb)	≤ 0.05 ppm
Zn (Zinc)	≤ 0.1 ppm
Transmittance (255-420 nm)	≥ 98 %
Conforme à ACS	Conforme
Conforme à Réact. Ph.Eur.	Conforme

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.

VWR International LLC, Radnor Corporate Center, Building One, Suite 200, 100 Matsonford Road, Radnor, PA 19087, USA
VWR International bv, Haasrode Research Park Zone 2020, Geldenaaksebaan 464, 3001 Leuven, Belgium

Spécifications du produit

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250 Briare; France