# Spécifications du produit

| | |
|---|---|
| Produit | 11699031 |
| Description du produit | Formaldéhyde 30% Q Path |
| Grade / qualité | Stabilized with methanol |
| Numéro CAS | 50-00-0 |
| Formule moléculaire | CH2O |

| Analyses | Spécifications |
|---|---|
| Titre | 28.5 - 31.5 % |
| Aspect | Liquide limpide incolore |
| Densité (20/4) | 1.055 - 1.085 |
| Cendres | ≤ 0.08 % |
| Métaux lourds | ≤ 8 ppm |
| Acide formique | ≤ 0.08 % |
| Méthanol | 4.0 - 12.5 % |
| Fe (Fer) | ≤ 8 ppm |

## Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

VWR International

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.