Spécifications du produit

Produit	28757.184
Description du produit	Triéthylamine
Grade / qualité	HiPerSolv CHROMANORM pour CLHP
Numéro CAS	121-44-8
Formule moléculaire	$(C_2H_5)_3N$
Masse moléculaire	101.19

Analyses	Spécifications
Titre (sur substance anhydre)	≥ 99.6 %
Spectre IR	Conforme
Indice de réfraction (20°C)	1.399 - 1.401
Résidu à l'évaporation	≤ 50 ppm
Eau	≤ 0.2 %
Fe (Fer)	≤ 0.2 ppm
Pb (Plomb)	≤ 0.02 ppm
Transmittance (254 nm)	≥ 20 %
Transmittance (280 nm)	≥ 90 %

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250 Briare; France

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.