Spécifications du produit

Produit	23819.298
Description du produit	Ether diéthylique
Grade / qualité	Ph.Eur.
Numéro CAS	60-29-7
Formule moléculaire	$(CH_3CH_2)_2O$
Masse moléculaire	74.12

Information additionnelle

Analyses	Spécifications
Titre (Ionol/BHT)	Conforme
Aspect	Conforme (voyez CdA/CdS)
Acidité	Conforme
Densité relative	0.714 - 0.716
Intervalle de distillation	34.0 - 35.0 °C
Acétone et aldéhydes	Conforme
Peroxydes	Conforme
Matières non volatiles	≤ 20 mg/l
Impuretés non spécifiées	≤ 0.05 %
Total des impuretés	≤ 0.1 %
Seuil de déclaration	≤ 0.03 %
Eau	≤ 2 g/l
Solvants résiduels	Conforme
As (Arsenic)	≤ 0,1 ppm
Cd (Cadmium)	≤ 0,1 ppm
Co (Cobalt)	≤ 0,1 ppm
Hg (Mercure)	≤ 0,1 ppm
Ni (Nickel)	≤ 0,1 ppm
Pb (Plomb)	≤ 0,1 ppm
V (Vanadium)	≤ 0,1 ppm
Conforme à Ph.Eur.	Conforme

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.

Spécifications du produit

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Jessie Pijck, Head of Laboratory - Haasrode
VWR International bv; Geldenaaksebaan 464; BE-3001 Leuven; Belgium

Information additionnelle

Aspect: Liquide clair, incolore, volatil, très mobile.

Le matériau est contrôlé, réétiqueté et reconditionné dans un système de management certifié EXCiPACT. Numéro d'enregistrement : 530841 EXCI.

Non utilisable comme Principe Actif Pharmaceutique (API)