Allgemeine Produktdaten

ratiolab® Vernichtungsbeutel Standard aus besonders starker Folie mit breiter Bodennaht, zur Entsorgung kontaminierter Laborartikel. Autoklavierbar bis 134°C für 20 min., zum Autoklavieren darf der Beutel nur leicht verschlossen werden.

General Product Information

ratiolab® Waste Dispostal bag Standard *of very strong film with a broad seam at the bottom, for the disposal of contaminated labware. Autoclavable at 134°C for 20 min, for autoclaving the bag must not be completely closed.*

Material / *material: Polypropylen / Polyropylene*

Warentarif-Nummer / *Intrastat Number- HS Code* 39232990

CE-Zeichnung / *CE-marking*: Ja/Yes ☐ Nein/No ☒

Sterilisiert / *pre-sterilized*: Ja/Yes ☐ Nein/No ☒

Volumen ca. l *Volume approx. l*	B x H mm *W x H mm*	Toleranz *tolerance*	Folienstärke *Film Thickness*	Verpackungseinheit *Quantity per Pack*	Bestell Nr. *Order No.*
1,5 l	200x300	+/- 5%	50µm	100	70 01 000*
6 l	300 x 500	+/- 5%	50µm	500	70 01 100
22 l	400 x 780	+/- 5%	50µm	500	70 01 150
32 l	600 x 800	+/- 5%	50µm	500	70 01 200
32 l	600 x 800	+/- 5%	50µm	100	70 01 210
32 l	600 x 800	+/- 5%	100µm	125	70 01 212
72 l	700 x 1100	+/- 5%	50µm	350	70 01 300
72 l	700 x 1100	+/- 5%	50µm	75	70 01 310
72 l	700 x 1100	+/- 5%	100µm	75	70 01 311

* in Faltschachtel

Praktische Tischständer in Höhe 25 cm oder 35 cm, kunststoffbeschichtet, mit 3 rutschfesten Gummifüßen, für Beutelgröße 200 x 300 mm oder 300 x 500 mm.

Practical bench-top stand *in height 25 cm or 35 cm, plastic-coated, with 3 rubber feet, for bag size 200 x 300 mm or 300 x 500 mm.*

Warentarif-Nummer / *Intrastat Number- HS Code* 73269098

Artikel *Product*	Verpackungseinheit *Quantity per Pack*	Bestell Nr. *Order No.*
Tischständer für Vernichtungsbeutel 200x300 mm, Höhe 25 cm *Bench-top stand for waste disposal bags 200x300 mm, height 25 cm*	1	70 01 400
Tischständer für Vernichtungsbeutel 300x500 mm, Höhe 35 cm *Bench-top stand for waste disposal bags 300x500 mm, height 35 cm*	1	70 01 430
Set: 1Tischständer Höhe 25 cm, 100 Vernichtungsbeutel 200x300 mm (standard) *Set: 1 Bench-top stand height 25 cm, 100 waste disposal bags 200x300 mm (standard)*	1	70 01 401
Set: 1 Tischständer Höhe 35 cm, 100 Vernichtungsbeutel 300x500 mm (standard) *Set: 1 Bench-top stand height 35 cm, 100 waste disposal bags 300x500 mm (standard)*	1	70 01 415

erstellt:
06.01.2021 H. Bauer
Datum, Unterschrift / Date, Signature

geprüft:
06.01.2021 E. Tagik
Datum, Unterschrift / Date,Signature