Spécifications du produit

Produit	20796.298
Description du produit	Méthyl-3 butanol-1
Grade / qualité	GPR RECTAPUR with less than 0,05 % of water - for synthesis
Numéro CAS	123-51-3
Formule moléculaire	$(CH_3)_2CHCH_2CH_2OH$
Masse moléculaire	88.15

Analyses	Spécifications
Titre (calculé en mélange des isomères)	≥ 98 %
Densité (20/4)	0.808 - 0.812
Eau	≤ 0.05 %

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250 Briare; France

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.