## Allgemeine Produktdaten

**ratiolab® Rastereinsätze für Kryo-Boxen, Format 133 x 133 mm,**
Aus tiefkältebeständigem Karton, zur Probenlagerung bei Tiefsttemperaturen, temperaturbeständig bis -80°C. Wasserabweisend, Verpackung in praktischer Faltschachtel.

## *General Product Information*

***ratiolab® Grid Insert for Cryo Boxes,* format 133 x 133 mm,**
*Ultra low temperature-resistant cardboard, for sample storage even at ultra-low temperatures, temperature-resistant down to -80°C. water-repellent finish, packaging in practical folding boxes.*

Material /*Material:* Karton /*Cardboard*

Warentarif-Nummer / *Intrastat Number- HS Code:* 48192000

CE-Zeichnung / *CE-marking*: Ja/Yes ☐ Nein/No ☒

Sterilisiert / *pre-sterilized*: Ja/Yes ☐ Nein/No ☒

| Raster *Grid* | Verpackungseinheit *Quantity per Pack* | für Röhrchen Ø *for Tube Ø* | Rasterhöhe / *Height of Grids 25 mm* Bestell-Nr. / *Order No.* | Rasterhöhe / *Height of Grids 30 mm* Bestell-Nr. / *Order No.* |
|---|---|---|---|---|
| 4x4 | 10 | 28,0 mm | 51 20 214 | 51 20 215 |
| 5x5 | 10 | 23,0 mm | 51 20 124 | 51 20 125 |
| 6x6 | 10 | 19,0 mm | 51 20 134 | 51 20 135 |
| 7x7 | 10 | 16,0 mm | 51 20 144 | 51 20 145 |
| 8x8 | 10 | 14,0 mm | 51 20 154 | 51 20 155 |
| 9x9 | 10 | 11,5 mm | 51 20 165 | 51 20 166 |
| 10x10 | 10 | 10,5 mm | 51 20 175 | 51 20 174 |
| 12x12 | 10 | 8,5 mm | 51 20 185 | 51 20 184 |
| 13x13 | 10 | 8,0 mm | 51 20 194 | 51 20 195 |
| 14x14 | 10 | 7,0 mm | 51 20 204 | 5120 205 |
| 16x16 | 10 | 6,0 mm | 51 20 225 | 51 20 226 |

| Raster *Grid* | Verpackungseinheit *Quantity p. Pack* | für Röhrchen Ø *for Tube Ø* | Rasterhöhe / *Height of Grids 40 mm* Bestell-Nr. / *Order No.* | Rasterhöhe / *Height of Grids 65 mm* Bestell-Nr. / *Order No.* |
|---|---|---|---|---|
| 4x4 | 10 | 28,0 mm | 51 20 216 | 51 20 217 |
| 5x5 | 10 | 23,0 mm | 51 20 126 | 51 20 127 |
| 6x6 | 10 | 19,0 mm | 51 20 136 | 51 20 137 |
| 7x7 | 10 | 16,0 mm | 51 20 146 | 51 20 147 |
| 8x8 | 10 | 14,0 mm | 51 20 156 | 51 20 157 |
| 9x9 | 10 | 11,5 mm | 51 20 167 | 51 20 168 |
| 10x10 | 10 | 10,5 mm | 51 20 176 | 51 20 177 |
| 12x12 | 10 | 8,5 mm | 51 20 186 | 51 20 187 |
| 13x13 | 10 | 8,0 mm | 51 20 196 | 51 20 197 |
| 14x14 | 10 | 7,0 mm | 51 20 206 | 51 20 207 |
| 16x16 | 10 | 6,0 mm | 51 20 227 | 51 20 228 |

erstellt:
06.07.2020 H. Bauer
Datum, Unterschrift / *Date, Signature*

geprüft:
06.07.2020 E. Tagik
Datum, Unterschrift / *Date, Signature*