
B BRAUN
SHARING EXPERTISE

ARTIKELINFORMATION

Omnifix® F Solo, 1 ml, ohne Kanüle, 3-teilig(9161406V)



Attribute	Wert
Markenname	Omnifix®-F
Produktname (HC)	Omnifix®-F Luer Solo
Produkttyp	Spritze
Applikation	Feindosierungsspritze
Konstruktion der Spritze	3-teilig
Ausführung des Spritzenkonus	Luer
Position des Spritzenkonus	zentrisch
Nennvolumen	1.0 ml
Graduiertes Gesamtvolumen	1.0 ml
Max. nutzbares Volumen	1.10 ml
Skalenwert	0.0100 ml

B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG
Carl-Braun-Straße 1
34212 Melsungen | Germany
Tel. +49 5661 91477000 | Fax +495661 91479000
info.de@bbraun.de | www.bbraun.de

Attribute	Wert
Lichtgeschützt	Nein
Lichtschutzfarbe	-
Art der Verpackung	Blister
Verpackung enthält PVC	Nein
Verpackung enthält Latex	Nein
Verpackung enthält DEHP	Nein
Prod. (unverp.) enthält PVC	Nein
Prod. (unverp.) enthält Latex	Nein
Prod. (unverp.) enthält DEHP	Nein
Produkt enthält PVC	Nein
Produkt enthält Latex	Nein
Produkt enthält DEHP	Nein
Produkt enthält Nickel	Nein
Produkt enthält BPA	Nein
Gleitmittel	Silicone oil
Sterilität	steril
Sterilisationsart	EO
Art der (zulässigen) Sterilis	EO
Einmalgebr./Wiederverwendbar	Einwegartikel

B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG
Carl-Braun-Straße 1
34212 Melsungen | Germany
Tel. +49 5661 91477000 | Fax +495661 91479000
info.de@bbraun.de | www.bbraun.de