Spécifications du produit

Produit	22707.295
Description du produit	Chloroforme
Grade / qualité	GPR RECTAPUR Stabilized with 2-methyl-2-butene
Numéro CAS	67-66-3
Formule moléculaire	$CHCl_3$
Masse moléculaire	119.38

Analyses	Spécifications
Titre	≥ 99 %
Point d'ébullition	59.5 - 61.5 °C
Densité (20/4)	1.478 - 1.489
Résidu à l'évaporation	≤ 10 ppm
Chlore libre	≤ 10 ppm
Métaux lourds (en Pb)	≤ 10 ppm
Eau	≤ 100 ppm

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250 Briare; France

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.