
Technisches Datenblatt
Technical Data Sheet

Artikelnummer **Article number**	**40441702**
Bezeichnung **Description**	**Zählkammer Neubauer** **Counting chamber Neubauer**

Teilnetz **Net ruling**	doppelt double
Tiefe **Depth**	0.100 mm
Material	Optisches Spezialglas Special optical glass
CE-Ausführung **CE certified**	Ja Yes
Federklammer **Clamp**	ohne without
Größe Netzteilung **Size net ruling**	9 mm^2
Gesamtvolumen **Total volume**	0.9 µl



Tel.: +49 9779/808-0
Fax: +49 9779/808-88

Stettener Str. 22-24
97647 Sondheim/Rhön · Germany

info@assistent.eu
www.assistent.eu

Glaswarenfabrik Karl Hecht GmbH & Co KG | Amtsgericht Schweinfurt HRA 8063 | USt.IdNr./VAT-No.: DE132198535
Persönlich haftende Gesellschafterin: Hecht GmbH | AG Schweinfurt HRB1160
Geschäftsführer: Karl-Heinz Hecht, Thomas Diepholtz | Einzelprokura: Tonja Müller