Spécifications du produit

Produit	23236.294
Description du produit	Cyclohexanone
Grade / qualité	Analytical reagent
Numéro CAS	108-94-1
Formule moléculaire	$C_6H_{10}(=O)$
Masse moléculaire	98.14

Analyses	Spécifications
Titre	≥ 99.0 %
Acidité	≤ 0.005 meq/g
Point d'ébullition	154.5 - 156.5 °C
Densité (20/4)	0.946 - 0.948
Indice de réfraction (20°C)	1.449 - 1.451
Viscosité (25°C)	1.92 - 2.20 mPa.s
Cyclohexanol	≤ 0.5 %
Eau	≤ 0.2 %

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250 Briare; France

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.