B BRAUN
SHARING EXPERTISE

PRODUKTDATENBLATT

"Sterican® Gr. 1, G 20 x 1 1/2"" / ø 0,90 x 40 mm, gelb "(4657519)



Attributename	Attributwert
Markenname	Sterican®
Produktname (HC)	Sterican®
Produkttyp	Nadel
Ansatz	Luer-Lock/weiblich
Schliffart	lang
Aussen-ø Kanüle	0.90 mm
Gauge (Kanüle)	20
Farbe	gelb
Länge Kanüle (metr.)	40.00 mm
Länge der Kanüle (inch)	1 1/2"
Totraumvolumen	0.066 ml
Art der Verpackung	Blister

B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG
34212 Melsungen | Germany
Tel. +49 5661 91477000 | Fax +495661 91479000
info.de@bbraun.de | www.bbraun.de

Attributename	Attributwert
Prod. (unverp.) enthält PVC	Nein
Prod. (unverp.) enthält DEHP	Nein
Prod. (unverp.) enthält Latex	Nein
Verpackung enthält PVC	Nein
Verpackung enthält DEHP	Nein
Verpackung enthält Latex	Nein
Produkt enthält PVC	Nein
Produkt enthält DEHP	Nein
Produkt enthält Latex	Nein
Produkt enthält Nickel	Ja
Sterilität	steril
Sterilisationsart	EO
Einmalgebr./Wiederverwendbar	Einwegartikel

B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG
34212 Melsungen | Germany
Tel. +49 5661 91477000 | Fax +495661 91479000
info.de@bbraun.de | www.bbraun.de