Technisches Datenblatt
Technical Data Sheet

Artikelnummer **Article number**	**42205**
Bezeichnung **Description**	**Messzylinder mit Rundfuß** **Measuring cylinders with circular base**

Material	AR-Glas® AR-Glas® sodaglass
Ausführung **Type**	Normalausführung Standard type
Form	niedrige Form Low form
Graduierung **Graduation**	braun amber
DIN	ISO 4788

Art. Nr. Item No.	Inhalt Capacity	Teilung Division	Toleranz Tolerance	Gesamthöhe Total height	Außen-Ø Ø outside	Fuß-Ø Base Ø
42205006	5 ml	0.5 ml	± 0.1 ml	80 mm	16.5 mm	46 mm
42205012	10 ml	1 ml	± 0.2 ml	95 mm	19 mm	48 mm
42205018	25 ml	1 ml	± 0.5 ml	125 mm	24 mm	55 mm
42205024	50 ml	2 ml	± 1 ml	145 mm	28.6 mm	62 mm
42205030	100 ml	2 ml	± 1 ml	170 mm	38.5 mm	71 mm
42205036	150 ml	5 ml	± 2 ml	170 mm	47.5 mm	82 mm
42205042	200 ml	5 ml	± 2 ml	200 mm	47.5 mm	73.5 mm
42205048	250 ml	5 ml	± 2 ml	218 mm	47.5 mm	76 mm
42205060	500 ml	10 ml	± 5 ml	255 mm	95 mm	100 mm
42205066	1000 ml	20 ml	± 10 ml	295 mm	80 mm	105 mm
42205072	2000 ml	50 ml	± 20 ml	345 mm	106 mm	150 mm

Tel.: +49 9779/808-0
Fax: +49 9779/808-88

Stettener Str. 22-24
97647 Sondheim/Rhön · Germany

info@assistent.eu
www.assistent.eu

Glaswarenfabrik Karl Hecht GmbH & Co KG | Amtsgericht Schweinfurt HRA 8063 | USt.IdNr./VAT-No.: DE132198535
Persönlich haftende Gesellschafterin: Hecht GmbH | AG Schweinfurt HRB1160
Geschäftsführer: Karl-Heinz Hecht, Thomas Diepholtz | Einzelprokura: Tonja Müller