Spécifications du produit

Produit	22087.292
Description du produit	n-Butyle acétate
Grade / qualité	AnalaR NORMAPUR
Numéro CAS	123-86-4
Formule moléculaire	$CH_3COO(CH_2)_3CH_3$ $CH_3COO(CH_2)_3CH$
Masse moléculaire	116.16

Analyses	Spécifications
Titre (sur substance anhydre)	≥ 99.0 %
Acidité	≤ 0.002 meq/g
Coloration	≤ 10 APHA
Densité (20/4)	0.874 - 0.884
Résidu à l'évaporation	≤ 20 ppm
Métaux lourds (en Pb)	≤ 0.2 ppm
Eau	≤ 0.1 %
Al (Aluminium)	≤ 0.5 ppm
B (Bore)	≤ 0.02 ppm
Ba (Baryum)	≤ 0.1 ppm
Ca (Calcium)	≤ 0.5 ppm
Cd (Cadmium)	≤ 0.05 ppm
Co (Cobalt)	≤ 0.02 ppm
Cr (Chrome)	≤ 0.02 ppm
Fe (Fer)	≤ 0.1 ppm
Mg (Magnésium)	≤ 0.1 ppm
Mn (Manganèse)	≤ 0.02 ppm
Ni (Nickel)	≤ 0.02 ppm
Pb (Plomb)	≤ 0.05 ppm
Sn (Etain)	≤ 0.1 ppm

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250 Briare; France

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.