Spécifications du produit

Produit	23845.551
Description du produit	Ether de pétrole 100-120°C
Grade / qualité	GPR RECTAPUR
Numéro CAS	64742-49-0

Analyses	Spécifications
Substances colorées par H_2SO_4	Conforme
Acidité	≤ 0.0003 meq/g
Densité (20/4)	0.690 - 0.750
Distillation (min. 90 %)	100 - 125 °C
Résidu à l'évaporation	≤ 20 ppm

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250 Briare; France

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.