Spécifications du produit

Produit	25633.186
Description du produit	Diiodométhane
Grade / qualité	AnalaR NORMAPUR pour minéralogie
Numéro CAS	75-11-6
Formule moléculaire	CH_2I_2
Masse moléculaire	267.84

Analyses	Spécifications
Titre (sur substance anhydre)	≥ 99.4 %
Stabilisateur (Cuivre)	Environ 45 g/l
Acidité	≤ 0.003 meq/g
Densité (20/4)	3.310 - 3.322
Point de solidification	5.0 - 6.2 °C

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250 Briare; France

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.