Spécifications du produit

Produit	27354EE
Description du produit	Alcool benzylique
Grade / qualité	GPR RECTAPUR
Numéro CAS	100-51-6
Formule moléculaire	$C_6H_5CH_2OH$
Masse moléculaire	108.14

Analyses	Spécifications
Purity (GC)	97.0 - 100.5 %
Identity (IR)	conforms
Appearance of solution	conforms
Acidity	conforms
Refractive index (n 20/D)	1.538 - 1.541
Density (d 20 °C/20 °C)	1.043 - 1.049
Halogen compounds,halides	Max 0.03 %
Peroxide value	Max 5
Benzaldehyde (GC)	Max 0.15 %
Related substances (GC)	Max 0.2 %
Evaporation residue	Max 0.05 %

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250 Briare; France

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.