Spécifications du produit

Produit	10047400
Description du produit	Clean-Lab
Grade / qualité	Q path® Solvant alternatif

Analyses	Spécifications
Aspect	Liquide limpide incolore
Aromatiques (UV) (max. 100 ppm)	Conforme
Point d'ébullition (début) (min.173°C)	Conforme
Brome (par 100 g) (max. 50 ppm)	Conforme
Coloration (Saybolt) (D6045) (min. 30)	Conforme
Densité (15°C) (0,752-0,772 kg/l)	Conforme
Intervalle de distillat.(50%)(177-187°C)	Conforme
Pointe sèche (distillation) (max.193°C)	Conforme
Point éclair (56-63°C)	Conforme
S (Soufre) (max. 1 ppm)	Conforme

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Marta Gorewoda - Head of Laboratory - Gliwice
Avantor Performance Materials Poland S.A.; Sowinskiego 11; 44-101 Gliwice

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.