# Spécifications du produit

| | |
|---|---|
| Produit | 20048.914 |
| Description du produit | Acétonitrile |
| Grade / qualité | HiPerSolv CHROMANORM for HPLC - ISOCRATIC GRADE |
| Numéro CAS | 75-05-8 |
| Formule moléculaire | $H_3CCN$ |
| Masse moléculaire | 41.05 |

| Analyses | Spécifications |
|---|---|
| Titre (sur substance anhydre) | ≥ 99.9 % |
| Acidité | ≤ 0.0003 meq/g |
| Résidu à l'évaporation | ≤ 5 ppm |
| Absorbance (200 nm) | ≤ 0.1 |
| Absorbance (210 nm) | ≤ 0.1 |
| Absorbance (220 nm) | ≤ 0.05 |
| Absorbance (230 nm) | ≤ 0.01 |
| Absorbance (250 nm) | ≤ 0.005 |
| Transmittance (200 nm) | ≥ 80 % |
| Transmittance (210 nm) | ≥ 85 % |
| Transmittance (220 nm) | ≥ 90 % |
| Transmittance (230 nm) | ≥ 98 % |
| Transmittance (250 nm) | ≥ 99 % |

## Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250 Briare; France

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.