Spécifications du produit

Produit	24311.291
Description du produit	Formamide
Grade / qualité	AnalaR NORMAPUR
Numéro CAS	75-12-7
Formule moléculaire	HCONH2
Masse moléculaire	45.04

Analyses	Spécifications
Titre (sur substance anhydre)	≥ 99.0 %
Métaux lourds (en Pb)	≤ 1 ppm
Résidu de calcination (SO_4)	≤ 50 ppm
Eau	≤ 0.2 %
Cl (Chlorure)	≤ 1 ppm
Fe (Fer)	≤ 1 ppm

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250 Briare; France

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.