Spécifications du produit

Produit	28984.292
Description du produit	p-Xylène
Grade / qualité	GPR RECTAPUR
Numéro CAS	106-42-3
Formule moléculaire	$C_6H_4(CH_3)_2$
Masse moléculaire	106.17

Analyses	Spécifications
Titre	≥ 99 %
Point d'ébullition	137 - 139 °C
Point de solidification	12 - 14 °C
Indice de réfraction (20°C)	1.495 - 1.499
Résidu à l'évaporation	≤ 50 ppm

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250 Briare; France

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.