Spécifications du produit

Produit	23500.322
Description du produit	Diméthylsulfoxyde
Grade / qualité	Analytical reagent ACS à moins de 0,03 % d'eau
Numéro CAS	67-68-5
Formule moléculaire	$(CH_3)_2SO$
Masse moléculaire	78.14

Analyses	Spécifications
Titre	≥ 99.9 %
Spectre IR	Conforme
Substances colorées par H_2SO_4	Conforme
Acidité	≤ 0.0002 meq/g
Alcalinité	≤ 0.0002 meq/g
Coloration	≤ 10 APHA
Point de fusion	≥ 18 °C
Résidu à l'évaporation	≤ 10 ppm
Métaux lourds (en Pb)	≤ 1 ppm
Eau	≤ 0.03 %
Al (Aluminium)	≤ 0.2 ppm
Ba (Baryum)	≤ 0.02 ppm
Ca (Calcium)	≤ 0.5 ppm
Cd (Cadmium)	≤ 0.05 ppm
Co (Cobalt)	≤ 0.02 ppm
Cr (Chrome)	≤ 0.02 ppm
Cu (Cuivre)	≤ 0.02 ppm
Fe (Fer)	≤ 0.1 ppm
K (Potassium)	≤ 0.1 ppm
Mg (Magnésium)	≤ 0.05 ppm
Mn (Manganèse)	≤ 0.02 ppm
Na (Sodium)	≤ 5 ppm
Pb (Plomb)	≤ 0.05 ppm
Sn (Etain)	≤ 0.1 ppm
Sr (Strontium)	≤ 0.02 ppm
Zn (Zinc)	≤ 0.1 ppm
Conforme à ACS	Conforme

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.

Spécifications du produit

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250 Briare; France