Cuvettes multi-usages / cuvettes de laboratoire | hygiéniques, faciles à nettoyer



Les cuvettes de laboratoire sont universelles, pratiques et gigognes, résistantes aux sollicitations mécaniques, incassables, indéformables. Les cuvettes possèdent un rebord résistant arrondi.
Adaptée en tant que collecteur pour substances agressives polluantes, cuve expérimentale, cuvette de gravure, cuvette de rangement d'instruments, cuvette médicale, cuvette de développement photo, cuvette d'exposition de marchandises et de produits alimentaires.

- PP, blanc
- Fabriquées selon le procédé de moulage par injection, sans emboutissage
- Empilable
- Cuvette non adaptée à une utilisation en étuve ou en lave-vaisselle
- Résistance thermique jusqu'à +60 °C (jusqu'à +80 °C sur une courte durée)

LaboPlast

YouTube

Cuvettes de laboratoire, collecteurs

Contenance l	Dimensions intérieures fond L x l mm	Dimensions extérieures fond L x l mm	Dimension extérieures bord L x l x h mm	Tarif €	Rabais de quantité dès	Tarif échelonné €	Réf.	
0,5	130 x 180	140 x 190	180 x 230 x 42		10		4201-1318	N4
1,5	180 x 240	190 x 250	250 x 310 x 65		10		4201-1824	N4
3,0	240 x 300	250 x 310	310 x 370 x 75		10		4201-2430	N4
10	300 x 400	310 x 410	420 x 520 x 120		10		4201-3040	N4
21	400 x 500	430 x 530	534 x 634 x 140		5		4201-4050	N4
39	500 x 700	520 x 720	648 x 846 x 160		5		4201-5070	N4

Accessoires

Appellation	Tarif €	Réf.	
Jeu de cuvettes de laboratoire / collecteurs - jeu de 4 pièces		4201-0095	N4
Jeu de cuvettes de laboratoire / collecteurs - jeu de 6 pièces		4201-0100	N4