Technisches Datenblatt
Technical Data Sheet

Sorte Grade	:	**Purabind 045**
Material Material	:	**Nitrocellulose** Cellulose nitrate
Nominelle Porengröße Nominal pore size	:	**0,45 µm**
Dicke Thickness	:	**125 µm**
Wasserdurchfluß Flow rate H_2O	:	**12 s***
Blasendruck Bubble point	:	**3,0 bar**

* **Zeit für 100 ml Wasser bei einer Druckdifferenz von 0,9 bar und einer Messfläche von 12,5 cm².**
Time for 100 ml water at a differential pressure of 0.9 bar and a surface area of 12.5 cm².

Die angegebenen Werte verstehen sich als typische Mittelwerte.
All indicated data to be understood as typical average values.

Global Life Sciences Solutions Germany GmbH
Hahnestr. 3
37586 Dassel
T +49 5564 204 100
Amtsgericht: Göttingen, HRB 205773
USt.-IdNr. DE 325944556

Geschäftsführung:
Jonathan Battrick, Dr. Pierre Girard, Jens Warnecke

Deutsche Bank Berlin II
IBAN: DE23 1007 0100 0299 7807 00
BIC: DEUTDEBB101