Spécifications du produit

Produit	85322.001
Description du produit	Etalon Point de fusion p-Nitrotoluène 51-54°C

Numéro CAS	99-99-0
Formule moléculaire	$C_7H_7NO_2$
Masse moléculaire	137.14

Analyses	Spécifications
Point de fusion	51 - 54 °C

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

VWR International

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.