Spécifications du produit

Produit	23595.328
Description du produit	Eau
Grade / qualité	HiPerSolv CHROMANORM pour CLHP
Numéro CAS	7732-18-5
Formule moléculaire	H2O
Masse moléculaire	18.02

Analyses	Spécifications
Filtré à travers 0,2 µm	Confirmé
Coloration	≤ 10 APHA
Résidu à l'évaporation	≤ 1 ppm
Conductivité spéc.(25°C)(conditionnem.)	≤ 1 µS/cm
Carbone organique total (COT)	≤ 10 ppb
Absorbance (200 nm)	≤ 0.01
Absorbance (210 nm)	≤ 0.01
Absorbance (220 nm)	≤ 0.01
Absorbance (240 nm)	≤ 0.01
Absorbance (254 nm)	≤ 0.005
Absorbance (280 nm)	≤ 0.005
Absorbance (300 nm)	≤ 0.005
Fluorescence (en quinine) (254 nm)	≤ 1 ppb
Fluorescence (en quinine) (365 nm)	≤ 0,5 ppb
Gradient (210 nm)	≤ 5 mAU
Gradient (254 nm)	≤ 1 mAU

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250 Briare; France

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.