Spécifications du produit

Produit	83672.269
Description du produit	Ethanol absolu
Grade / qualité	ANHYDROUS Water < 30 ppm
Numéro CAS	64-17-5
Formule moléculaire	H_3CCH_2OH
Masse moléculaire	46.07

Analyses	Spécifications
Titre (sur substance anhydre)	≥ 99.8 %
Acidité	≤ 0.0005 meq/g
Résidu à l'évaporation	≤ 5 ppm
Eau	≤ 30 ppm

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

VWR International

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.