Otto-Hahn-Straße 19
D-68169 Mannheim
Telefon +49 (0)621 3 22 72 – 0
Telefax +49 (0)621 3 22 72 – 29
e-Mail info@rixius.com
Internet http://www.rixius.com

Rixius
Zuverlässig. Seit 1879.

Artikel-Nr. - *article-no.*	**1-0300-0050-40**
Typ / Zeichnungs-Nr. – *type / drawing-no.*	**WHG 50/40**

Glasflaschen – *glass bottles*

zylindrisches Weithalsglas

cylindric wide-mouth jar



Maße - *dimensions*			
Nennvolumen - *nominal volume*		**50,0**	ml
Randvollvolumen ca. - *brimful volume approx.*	±3,0	**66,0**	ml
Höhe - *height*	±1,0	**69,5**	mm
Durchmesser - *diameter*	±1,0	**44,0**	mm
Standardgewicht - *standard weight*	±	**73,0**	g
Gewindetyp - *thread type* / **Steigung** – *flank lead*		**GL 40 4,0**	mm
Halsinnendurchmesser - *inner neck diameter*		±**28,3**	mm
Allgemeintoleranzen nach – *general tolerances as per*			

Um Reklamationen auszuschliessen, kann die Lieferung von Glasflaschen nur auf Euro-Palette per Spedition erfolgen.
Zusätzlich sind unsere Gebinde in anerkannt keimarmer "Safe Pack" Folie verschweisst.
Etikettierung nur auf Anfrage.

Delivery of glass bottles is only possible on euro-pallet by carrier in order to avoid any complaints.
Our trading units are additionally shrink-wrapped in approved "safe pack" package (poor in bacteria).
Labelling on request only.

Packeinheit - *packaging unit*			
125 Stück/Safe Pack – *pieces/safe pack*		**7000 Stück/Palette** – *pieces/pallet*	
Die Menge pro Palette ist auf eine max. Ladehöhe von	m kalkuliert - *The quantity per pallet is calculated considering a max. cargo height of*		*m*

Material - *material*
Hüttenglas der hydrolytischen Klasse III nach DIN 12111 - *blow-moulded glass of hydrolytic category III as per DIN 12111*

Farbe – *colour*
klar - *clear*

passende Verschlüsse und sonstiges Zubehör - *suitable closures and other accessories*	
Typ- / Artikel-Nr. - *type- / article-no.*	**Beschreibung** - *description*
8-1001-40	Verschluss schwarz aus PP mit Lupolen-Einlage – *black PP closure with Lupolen sealing disk*
8-1003-40	Verschluss schwarz aus PP mit ALU-kaschierter PE-Schaumeinlage - *black PP closure with ALU-laminated foamed PE sealing disk*
8-1002-40	Verschluss schwarz aus PP mit PE-Schaumeinlage - *black PP closure with foamed PE sealing disk*
8-1004-40	Verschluss schwarz aus PP mit teflonbeschichteter Alkozell-Einlage (2mm) - *black PP closure with Alkozell sealing disk coated with Teflon (2mm)*
8-1006-40	Verschluss schwarz aus PP ohne Einlage - *black closure made of PP without inlay*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-