Technisches Datenblatt
Technical Data Sheet
Fiche Technique

Artikelnummer **Article number** **Code article**	**42785**
Beschreibung **Description** **Description**	**Rollrandgläser mit Schnappdeckel** **Glass vials with rolled rim and snap-cap** **Tubes à mélanger avec bouchon à pression**

Material **Material** **Matériaux**	Klarglas 1. und 3. hydrolytischer Klasse Clear glass 1st and 3rd hydrolytic class Verre clair 1ère et 3ème classe hydrolytique
Material Schnappdeckel **Material snap-cap** **Matériaux**	Hostalen ACP 5231 D et Lupolen 1800H
Lagerung **Storage conditions** **Conditions de stockage**	Warenlager Ware house Entrepôt
Haltbarkeit **Shelf-life** **Durabilité**	keine Einschränkung Unlimited Illimité

Tel.: +49 9779/808-0
Fax: +49 9779/808-88
Stettener Str. 22-24
97647 Sondheim/Rhön · Germany
E-Mail: info@assistent.eu
Internet: http://www.assistent.eu

Glaswarenfabrik Karl Hecht GmbH & Co KG | Amtsgericht Schweinfurt HRA 8063 | USt.IdNr./VAT-No.: DE132198535
Persönlich haftende Gesellschafterin: Hecht GmbH | AG Schweinfurt HRB1160
Geschäftsführer: Karl-Heinz Hecht, Thomas Diepholtz | Einzelprokura: Tonja Müller

Artikelnummer Article number Code article	Inhalt Capacity Capacité	Maße ca. (h x Ø) Dimensions approx. (h x Ø) Dimensions env. (h x Ø)
42785004 **42785604**	3 ml	30 x 19 mm
42785008 **42785608**	5 ml	40 x 19 mm
42785012 **42785612**	10 ml	45 x 22 mm
42785016 **42785616**	25 ml	50 x 30 mm
42785020 **42785620**	30 ml	75 x 28 mm
42785024 **42785624**	40 ml	80 x 30 mm
42785028 **42785628**	50 ml	100 x 30 mm
42785032 **42786032**	100 ml	145 x 34 mm

Tel.: +49 9779/808-0
Fax: +49 9779/808-88
Stettener Str. 22-24
97647 Sondheim/Rhön · Germany
E-Mail: info@assistent.eu
Internet: http://www.assistent.eu

Glaswarenfabrik Karl Hecht GmbH & Co KG | Amtsgericht Schweinfurt HRA 8063 | USt.IdNr./VAT-No.: DE132198535
Persönlich haftende Gesellschafterin: Hecht GmbH | AG Schweinfurt HRB1160
Geschäftsführer: Karl-Heinz Hecht, Thomas Diepholtz | Einzelprokura: Tonja Müller