Spécifications du produit

Produit	331562U
Description du produit	Tampon pH 9,22 (20°C) ± 0.02, en comprimés
Numéro CAS	1303-96-4

Analyses	Spécifications
Aspect:	.
Comprimés blancs à bords biseautés	Conforme
Poids moyen de tablette	979 - 1081 mg
Diamètre	12.5 - 13.5 mm
Dureté	≥ 3 kp
pH (1 tablette; 100 ml)	9.20 - 9.24
Uniformité du poids	927 à 1133 mg

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

VWR International

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.