Spécifications du produit

Produit	27613.294
Description du produit	Gel de silice 3-6 mm, en grenailles
Grade / qualité	TECHNICAL
Numéro CAS	63231-67-4
Formule moléculaire	SiO_2
Masse moléculaire	60.08

Analyses	Spécifications
Perte à la dessiccation (140°C; 4 h)	≤ 3 %
Capacité d'absorption d'eau (40 % HR)	≥ 20 %

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Jessie Pijck, Head of Laboratory - Haasrode
VWR International bv; Geldenaaksebaan 464; BE-3001 Leuven; Belgium

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.