Spécifications du produit

Produit	24608.321
Description du produit	n-Hexane
Grade / qualité	AnalaR NORMAPUR analytical reagent
Numéro CAS	110-54-3
Formule moléculaire	$H_3C(CH_2)_4CH_3$
Masse moléculaire	86.18

Analyses	Spécifications
Titre	≥ 99.0 %
Acidité	≤ 0.0004 meq/g
Coloration	≤ 10 APHA
Densité (20/4)	0.658 - 0.662
Benzène	≤ 100 ppm
Résidu à l'évaporation	≤ 10 ppm
Thiophène	≤ 1 ppm
S total (en SO_4)	≤ 50 ppm
Eau	≤ 100 ppm
Al (Aluminium)	≤ 0.5 ppm
B (Bore)	≤ 0.02 ppm
Ba (Baryum)	≤ 0.1 ppm
Ca (Calcium)	≤ 0.5 ppm
Cd (Cadmium)	≤ 0.05 ppm
Co (Cobalt)	≤ 0.02 ppm
Cr (Chrome)	≤ 0.02 ppm
Cu (Cuivre)	≤ 0.02 ppm
Fe (Fer)	≤ 0.1 ppm
Mg (Magnésium)	≤ 0.1 ppm
Mn (Manganèse)	≤ 0.02 ppm
Ni (Nickel)	≤ 0.02 ppm
Pb (Plomb)	≤ 0.1 ppm
Sn (Etain)	≤ 0.1 ppm
Zn (Zinc)	≤ 0.1 ppm

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.

Spécifications du produit

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250 Briare; France