Spécifications du produit

Produit	23225.296
Description du produit	Cyclohexane
Grade / qualité	SPECTRONORM for UV spectrophotometry
Numéro CAS	110-82-7
Formule moléculaire	C6H12
Masse moléculaire	84.16

Information additionnelle

Analyses	Spécifications
Titre (GC)	≥ 99.9 %
Acidité	≤ 0.0002 meq/g
Alcalinité	≤ 0.0002 meq/g
Coloration	≤ 10 APHA
Résidu à l'évaporation	≤ 2 ppm
Eau	≤ 50 ppm
Absorbance (208 nm)	≤ 0.70
Absorbance (220 nm)	≤ 0.26
Absorbance (230 nm)	≤ 0.10
Absorbance (240 nm)	≤ 0.05
Absorbance (à partir de 250 nm)	≤ 0.01
Transmittance (208 nm)	≥ 20 %
Transmittance (220 nm)	≥ 55 %
Transmittance (230 nm)	≥ 80 %
Transmittance (240 nm)	≥ 90 %
Transmittance (à partir de 250 nm)	≥ 98 %
Fluorescence (en quinine) (254 nm)	≤ 1.0 ppb
Fluorescence (en quinine) (365 nm)	≤ 1.0 ppb

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

VWR International

Information additionnelle

Répond aux exigences de la "spectroscopie à usage spécifique" selon ACS et Reag. Ph.Eur.

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.