multiroir
LA MEILLEURE FAÇON DE RANGER

Réf. :39101PLABLANC

PLATEAU-LABO PLA BLANC

Série : PL-A



Très apprécié par les laboratoires, le plateau de rangement multi-usage blanc peut également être utilisé afin d'organiser des produits cosmétiques, des pinceaux de maquillage, de santé, de beauté, des bijoux et de toilette telle que des boules de coton, des tampons ou encore des articles de soins oculaires.

Entièrement fabriqué en polystyrène-choc, il s'avère léger tout en conservant une excellente rigidité et une bonne tenue aux chocs.

Sa forme rectangulaire conique en fait un plateau peu encombrant à vide. En effet, il peut s'empiler des modèles ayant les mêmes dimensions.

Ce modèle se décline dans 4 autres coloris.

POINTS FORTS

- **Multi-usage :** très utilisé en laboratoire, il peut répondre aux besoins d'espace de rangement d'autres secteurs d'activités tels que l'administration, l'optique...
- **Peu encombrant :** modèle empilable à vide.
- **Résistant :** Fabrication en PS choc opaque offrant une excellente résistance aux chocs.
- **Facile à nettoyer :** parois pleines non abrasives pour un nettoyage simplifié et rapide.
- **Coloris :** 5 coloris disponibles pour ce modèle.

CARACTÉRISTIQUES

Référence	39101PLABLANC
Dim. ext.	205 x 130 x H37 mm
Dim. int.	175 x 100 x H34 mm
Dim. utiles	H34 mm
Coloris	Blanc
Matière	Polystyrène-choc
Recyclable	Oui
Délai d'expédition	5 jours ouvrés
Origine	Allemagne

Multiroir 10 route de Brie Comte Robert 94520 Périgny-Sur-Yerres FRANCE — **Téléphone** 01 45 10 15 20 — **Fax** 01 45 10 15 95
info@multiroir.com — www.multiroir.com

multiroir
LA MEILLEURE FAÇON DE RANGER

SKU : 39101PLABLANC

PLA TRAY WHITE

Series: PL-A

Réf. : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Very popular with laboratories, the white multi-purpose storage tray can also be used to organise cosmetic products, make-up brushes, health and beauty products, jewellery and toiletries such as cotton wools, tampons and eye care items.

Made entirely of polystyrene, it is lightweight yet retains excellent rigidity and shock resistance.
Its conical rectangular shape makes it a space-saving tray when empty. In fact, it can be stacked with models of the same dimensions.

This model is available in 4 other colours.

PRODUCT ADVANTAGES

- **Multi-purpose :** widely used in laboratories, it can also meet the storage needs of other sectors such as administration, optics, etc.
- **Space-saving :** stackable model when empty.
- **Resistant :** Made of opaque PS choc material offering excellent impact resistance.
- **Easy to clean :** non-abrasive solid walls for quick and easy cleaning.
- **Colours :** 5 colours available for this model.

SPECIFICATIONS

SKU	39101PLABLANC
Outer dim.	205 x 130 x H37 mm
Inner int.	175 x 100 x H34 mm
Useful dim.	H34 mm
Colours	Blanc
Material	Polystyrene-choc
Recyclable	Yes
Shipping time	5 Working days
Origin	Germany

La boîte à compartiments V9 série M est conçue pour stocker un certain nombre d'éléments différents tels que les composants électroniques, des vis, des rondelles, des embouts de bricolage, des matériaux d'artisanat et toutes sortes d'accessoires.

Entièrement fabriquée en polystyrène cristal, la boîte à compartiments se compose :

- D'une grille amovible blanche de 5 à 54 compartiments selon le modèle.
- D'une boîte transparente en plastique durable et résistante pour protéger tout le contenu contre les dégâts.

Les couvercles transparents permettent aux utilisateurs de voir facilement toutes les pièces et d'identifier ce dont ils ont besoin sans même ouvrir le couvercle.

POINTS FORTS

- **Transparence :** parfaite transparence du couvercle pour une excellente visibilité du contenu.
- **Modulable :** la grille est amovible permettant d'utiliser ou non les compartiments présents
- **Sécurisée :** couvercle avec système de fermeture sécurisée.
- **Empilable :** excellente stabilité à l'empilement grâce à la présence de rebords sur le couvercle et de pieds sur la base de la boîte.
- **Personnalisation :** sur demande et quantité gravage et autres coloris.

CARACTÉRISTIQUES

Référence	2816215C
Dim. ext.	285 x 177 x H25 mm
Dim. int.	280 x 165 x H15 mm
Dim. utiles	H15 mm
Dim. compartiments	45 x 45 mm
Nb. de compartiments	15
Coloris boîte	Transparent
Coloris grille	Blanc
Matière	Polystyrène cristal
Recyclable	Oui
Délai d'expédition	5 jours ouvrés
Origine	France

Multiroir 10 route de Brie Comte Robert 94520 Périgny-Sur-Yerres FRANCE — **Téléphone** 01 45 10 15 20 — **Fax** 01 45 10 15 95
info@multiroir.com — www.multiroir.com

SKU : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

The V9 M-Series Compartment Box is designed to store a number of different items such as electronic components, screws, washers, DIY bits, craft materials and all sorts of accessories.

Made entirely of crystal polystyrene, the compartment box consists of :

- A removable white grid with 5 to 54 compartments depending on the model.
- A durable and resistant transparent plastic box to protect all contents from damage.

The transparent lids allow users to easily see all the parts and identify what they need without even opening the lid.

PRODUCT ADVANTAGES

- **Transparency :** perfect transparency of the lid for excellent visibility of the contents.
- **Modular :** the grid is removable allowing the compartments to be used or not.
- **Secur :** the lid has a secure closing system.
- **Stackable :** excellent stacking stability thanks to the presence of edges on the lid and feet on the base of the box.
- **Customisation :** on request and in quantity, engraving and other colours.

SPECIFICATIONS

SKU	2816215C
Outer dim.	285 x 177 x H25 mm
Inner int.	280 x 165 x H15 mm
Useful dim.	H15 mm
Dim. of compartments	45 x 45 mm
Nb. of compartments	15
Box color	Transparent
Grid color	Blanc
Material	Crystal Polystyrene
Recyclable	Yes
Shipping time	5 Working days
Origin	France