Spécifications du produit

Produit	20825.324
Description du produit	Ethanol 96 % vol
Grade / qualité	HiPerSolv CHROMANORM for reversed phase polarity HPLC
Numéro CAS	64-17-5
Formule moléculaire	H_3CCH_2OH
Masse moléculaire	46.07

Analyses	Spécifications
Titre (sur substance anhydre)	≥ 99.8 %
Titre (V/V)	96.2 - 96.5 %
Acidité	≤ 0.0002 meq/g
Résidu à l'évaporation	≤ 5 ppm
Absorbance (210 nm)	≤ 0.5
Absorbance (254 nm)	≤ 0.02
Absorbance (280 nm)	≤ 0.01
Transmittance (210 nm)	≥ 30 %
Transmittance (254 nm)	≥ 96 %
Transmittance (280 nm)	≥ 98 %

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250 Briare; France

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.