Spécifications du produit

Produit	28681.295
Description du produit	Toluène
Grade / qualité	AnalaR NORMAPUR for synthesis dehydrated with less than 0,0050 % of water
Numéro CAS	108-88-3
Formule moléculaire	C7H8
Masse moléculaire	92,14

Analyses	Spécifications
Aspect	Liquide limpide incolore
Indice de couleur	Max. 10 APHA
Titre (calculé sur anhydre)	Min. 99,8 %
Résidu à l'évaporation	Max. 0,0010 %
Eau (K.F.)	Max. 0,0050 %
Acidité ou alcalinité	Max. 0,0001 meq/g
Benzène	Max. 0,05 %
Thiophène	Max. 0,0001 %
Substances carbonisables	Conforme
Al (Aluminium)	Max. 0,5 ppm
B (Bore)	Max. 0,02 ppm
Ba (Baryum)	Max. 0,1 ppm
Ca (Calcium)	Max. 0,5 ppm
Cd (Cadmium)	Max. 0,01 ppm
Co (Cobalt)	Max. 0,02 ppm
Cr (Chrome)	Max. 0,02 ppm
Cu (Cuivre)	Max. 0,01 ppm
Fe (Fer)	Max. 0,05 ppm
Mg (Magnésium)	Max. 0,1 ppm
Mn (Manganèse)	Max. 0,02 ppm
Ni (Nickel)	Max. 0,01 ppm
Pb (Plomb)	Max. 0,01 ppm
Sn (Etain)	Max. 0,1 ppm
Zn (Zinc)	Max. 0,01 ppm
S total (Soufre)	Max. 10 ppm

Spécifications du produit

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

VWR International