Spécifications du produit

Produit	3470.0025
Description du produit	Bleu de méthylène
Grade / qualité	C.I. 52015 for microscopy
Numéro CAS	61-73-4
Formule moléculaire	$C_{16}H_{18}ClN_3S$
Masse moléculaire	319.86

Information additionnelle

Analyses	Spécifications
Aspect	Conforme (voyez CdA/CdS)
Titre en colorants	≥ 82 %
Perte à la dessication (105°C)	8.0 - 22.0 %
Maximum d'absorption (50 %; éthanol)	660 - 665 nm
Proportion A635/A662	0.54 - 0.62
Absorptiv.spéc. (λm; 0,003 g/l; éthanol)	2250 - 2750

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

VWR International

Information additionnelle

Aspect: Poudre cristalline bleu foncé à reflet cuivré ou cristaux verts à reflet bronze.

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.