Spécifications du produit

Produit	15173LX
Description du produit	Gel de silice Davisil 923
Grade / qualité	AnalaR NORMAPUR suitable for the use in testing of petroleum products by IP and ASTM methods, nanoform
Numéro CAS	7631-86-9
Formule moléculaire	SiO_2
Masse moléculaire	60.08

Analyses	Spécifications
Superficie	430 - 530 m^2/g
pH (5 %)	5.5 - 7.0
Matiéres volatiles	4.5 - 10.0 %
Fe (en Fe_2O_3)	≤ 50 ppm
Granulométrie (> 60 mesh)	≤ 0 %
Granulométrie (> 80 mesh)	≤ 1.2 %
Granulométrie (> 100 mesh)	≤ 5.0 %
Granulométrie (< 200 mesh)	≤ 15.0 %

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Jessie Pijck, Head of Laboratory - Haasrode
VWR International bv; Geldenaaksebaan 464; BE-3001 Leuven; Belgium

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.