Spécifications du produit

Produit	23826.293
Description du produit	Ether de pétrole 40-60°C
Grade / qualité	GPR RECTAPUR
Numéro CAS	64742-49-0

Analyses	Spécifications
Acidité ou alcalinité	≤ 0.0002 meq/g
Indice de brome	≤ 1
Distillation (40-60°C) (Vol %)	≥ 75 %
Substances colorées par H_2SO_4	≤ 150 APHA
Benzène	≤ 0.15 %
Résidu à l'évaporation	≤ 10 ppm
S total (en SO_4)	≤ 50 ppm
Eau	≤ 0.015 %

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250 Briare; France

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.