
Spezifikation /specification


Artikel-Nr. /*article no. :* **8-1001-32**

Beschreibung /*description:* Schraubverschluss / *closure*









05
PP

Farbe / color :	Schwarz / *black*
Material / material:	PP
Gewinde / thread:	GL 32
Maße: H / D *Dimensions:* height/ diameter	13,8 mm /35,6 mm
Öffnungsdurchmesser / *diameter:*	---
Gewicht / *weight*:	4 g
Dichtsystem / *sealing system:*	LDPE Einlage / *LDPE sealing disk*
Verpackung / *packaging***:**	2800 Stück / *pieces* pro Karton / *carton*