Spécifications du produit

Produit	26211.425
Description du produit	N-Méthylpyrrolidone-2
Grade / qualité	GPR RECTAPUR
Numéro CAS	872-50-4
Formule moléculaire	C_5H_9NO
Masse moléculaire	99.13

Analyses	Spécifications
Titre	≥ 99.5 %
Acidité	≤ 0.0002 meq/g
Alcalinité	≤ 0.003 meq/g
Eau	≤ 0.1 %

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250 Briare; France

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.