Spécifications du produit

Produit	20910.363
Description du produit	Formaldéhyde 36% (39% m/v)
Grade / qualité	GPR RECTAPUR stabilized with about 10 % of methanol
Numéro CAS	50-00-0
Formule moléculaire	HCHO
Masse moléculaire	30.03

Analyses	Spécifications
Titre	35 - 38 %
Densité (20/4)	1.083 - 1.093
Métaux lourds (en Pb)	≤ 20 ppm
Résidu de calcination (SO_4)	≤ 0.02 %
Méthanol	8.0 - 12.0 %

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

VWR International

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.