



Version	SD±Tol.	B
* 1	0.1±0.005	2.6
* 2	0.2±0.005	2.7
* 3	0.5±0.005	3
4	1±0.01	3.5
5	2±0.01	4.5
* 6	2.5±0.01	5
* 7	3±0.01	5.5
* 8	4±0.01	6.5
9	5±0.01	7.5
10	10±0.01	12.5

* = Sonderanfertigung
Special design

1 : 1



- Alle Kanten gefast 0.2-0.5 x 45°
- Direkt verschmolzen
- Je Küvette 1 Deckel mitliefern

- All edges chamfered 0.2-0.5 x 45°
- Directly fused
- Cell supplied with lid

Übersichtszeichnung
zur Kundeninformation
Layout drawing for
customer information

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt, kopiert noch an dritte Personen weitergegeben werden.
This drawing is the property of Hellma. It is strictly forbidden to show or distribute the drawing or copies of this to third parties without permission of the Company in writing.

Hellma® Analytics
High Precision in Spectro-Optics
Hellma GmbH & Co. KG
79379 Müllheim/Germany

Zust.	Änderung	Datum	Name

zul. Abweichung DIN ISO 10110 VA-I HP7-002 ISO 2768 m-E
Oberfläche

	Datum	Name
Bearb.	25.10.16	We
Gepr./Frei.	18.11.19	AM

Datei: 100.000_300.idw

Maßstab/Scale 2 : 1

Material Synthetisches Quarzglas (40);
Quarzglas;

Küvette
Cell
SD 0.1 - 10;

Zeichng.-Nr./Drawing-No. 100.000_300
Blatt
Bl.

Ers. f.:
Ers. d.: